

# LIFTGUN

## ESSENTIAL II



## PISTOLA DE MASAJE MUSCULAR

- MANUAL DE USUARIO -

## MANUAL DEL PRODUCTO

La pistola de masaje muscular es fácil de operar, lo que ayuda a aliviar la tensión muscular y el dolor, mejorar y acelerar la regeneración muscular y relajar los músculos. A muchas personas les gusta relajar sus músculos para un estiramiento más profundo.

## ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	ESSENTIAL II
<b>INTERRUPTOR</b>	Encendido + táctil
<b>TIEMPO DE CARGA</b>	3 Horas
<b>CARGADOR</b>	110 - 240V 50/60Hz - 5A - 16.8VDC - 1A
<b>CABEZAL DE MASAJE</b>	8
<b>NIVEL DE INTENSIDAD</b>	30 VELOCIDADES
<b>REVOLUCIONES</b>	3200 RPM
<b>BATERÍA</b>	2200 mAh / 12.6V

# LIFTGUN

## ESSENTIAL II



### FÁCIL DE USAR

Sensor de presión

Intensidades

Indicador de energía

Botón de inicio



# LIFTGUN

## BATERÍA Y CARGA

- La pistola de masaje está equipada con una potente batería de Ion-Litio de 2200 mAh.
- Cargue la batería por al menos 6 horas antes de primer uso.
- Para cargar la batería conecte el terminal DC del adaptador al puerto

de carga de la batería y conecte a un enchufe o toma de electricidad.

- La luz led en el extremo del mango (batería) indicará el nivel de batería

y si su carga está activa. Dependiendo del modelo la indicación será luz o número en led.

- Cuando se haya cargado completamente la luz led dejará de parpadear y se mantendrá encendida.
- Mantener sobre 30% aumentará la vida de tu batería
- El funcionamiento promedio es de entre 2 a 8 horas. Dependiendo de la intensidad y presión aplicada durante el uso.

## USO DE LA LIFTGUN

- Asegúrese que la Liftgun esté apagada, inserte uno de los cabezales incluidos y presione hacia dentro. Para remover el cabezal solo debe tirarlo hacia afuera.
- Encienda su Liftgun moviendo el interruptor ON/OFF ubicado en la base del mango a la posición ON. Para apagar debe mover el interruptor a la posición OFF.
- Con el interruptor en la posición ON, presione el botón de Inicio para que la Liftgun comience a funcionar.
- Para subir el nivel de intensidad presione el botón + ubicado en el panel de control touch de su Liftgun, pudiendo llegar como máximo al nivel 30.
- Aplique a la parte del cuerpo designada a la intensidad y presione lo necesario para lograr el efecto esperado.

## 8 CABEZALES

8 cabezales de masajes, 30 modos de intensidad: El vibrador para masaje muscular tiene 30 velocidades, para que el usuario pueda recibir la presión adecuada para aliviar el dolor muscular. Está equipado con 8 cabezales de masaje de diferentes formas para ofrecer una experiencia de masaje relajante, a través de la cual se pueden relajar todas las partes del cuerpo.



### Cabezal redondo

Utilizado para masajes de mano, espalda, glúteos y piernas.



### Cabezal U

Utilizado para masajes de cuello, columna y tendón de Aquiles.



### Cabezal Plano

Utilizado para relajar y dar forma a cada parte muscular.



### Cabezal Bala

Utilizado para tejido profundo, como articulaciones, palmas y plantas.



### Cabezal Pala

Utilizado para la relajación de músculos y huesos de todo el cuerpo.



### Cabezal Redondo Grande

Para grupos musculares grandes como brazos, pantorrillas, cadera y espalda.



### Cabezal Pulgar

Masaje descontracturante, puntos gatillos.

## MANUAL DE SEGURIDAD

**AVISO:** Para reducir el riesgo de electrocución, incendio o lesiones, este producto se debe utilizar de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Solo para adultos.
2. Usar solo en la superficie del cuerpo. Se recomienda presionar cada parte durante 60 segundos.
3. Sólo se recomienda la alta intensidad para tejidos del cuerpo blandos, no para la cabeza o partes óseas del cuerpo.
4. Se pueden producir heridas aplicando demasiada presión en la piel o masajeándola demasiado tiempo. Verifique la zona de presión frecuentemente y pare inmediatamente si siente dolor o malestar.
5. Por favor tenga cuidado con sus dedos al manipular la máquina para evitar golpes.
6. No inserte objetos en el ventilador.
7. No inserte líquidos en el ventilador.
8. No deseche la máquina.
9. Utilice solo el cargador de 16VDC proporcionado.
10. Por favor verifique que el aparato esté en buen estado y la batería cargada antes de cada uso.
11. No intente desarmar ni modificar la máquina de ninguna manera.

**LIFTGUN**

